

...und hoch das Bein!

(eine weitere Folge aus: „Ideen die helfen zu helfen“)

Das kennen Sie doch sicherlich: Sie sind unterwegs bei Ihrem Patienten – ein alltäglicher Haus- oder Krankenhaus-Besuch. Eine Fußabformung muss noch vorgenommen werden, es muss noch mal genau Maß genommen werden oder podologische Arbeiten sind zu verrichten.

„Tja, was nehme ich denn jetzt mal eben als Fußstütze? Den Glen-check-Gemusterten Popelinhocker, der neben dem Sessel steht oder kann man vielleicht einfach von der Anrichte eine Schublade ausfahren, um den Bezug des Hockers nicht zu verschmutzen – oder vielleicht doch nur den Stuhl aus der Küche nehmen und ein Handtuch unterlegen?“ So oder ähnlich stellt sich doch jedes Mal Ihr Hausbesuch dar, oder?

Der **LIFTER** schafft hier Abhilfe! Die mobile Fußstütze ist im Nu aufgebaut und bietet dem Bein Ihres Patienten eine sichere und komfortable Auflage, Ihnen eine adäquate Arbeitsebene und schont das Mobiliar Ihres Kunden, das sonst für diese Dienste erhalten musste. Sie ist ebenso leicht wieder abbaubar, abwaschbar und einfach in dem dazugehörigen Tragebeutel zu verstauen.



Aus dem Tragebeutel entnommen ist der **LIFTER** mit einem Handgriff aufgestellt.



Die Beinauflage wird einfach mit einer Schwalbenschwanz-Kupplung bis zum „Klick“ auf das Gestell aufgesteckt.



Um das Gestell auf eine bestimmte Höhe einzustellen, kann entweder der Stab auf der die Beinauflage befestigt ist mit einer Kurbel hochgefahren und mit einer Klemmschraube fixiert oder aber die Teleskopbeine auf die gewünschte Höhe ausgefahren werden.





Der Beinauflegewinkel ist ebenso einfach mit einem Griff einzustellen und zu fixieren.



Der **LIFTER** bietet nun eine ideale Stütze und Arbeitsebene z.B. für Abformungen oder podologische Tätigkeiten.



Der **LIFTER** ist nach getaner Arbeit schnell wieder zusammengebaut: Einfach den Sicherungshaken herunterdrücken, und die Beinauflage vom Gestell herunterziehen. Die unempfindliche Oberfläche der Beinauflage ermöglicht ein einfaches Reinigen.



Die Standbeine kurz zusammengedrückt und den Ständer zusammen mit der Beinauflage in den Tragebeutel verstaut. Dieser bietet noch genügend Platz, um weitere Utensilien für Abformungen etc. aufzunehmen.



Und weiter zum nächsten Hausbesuch. Ja wenn das sooo einfach geht...!

